


ANWENDUNG

Ambulantes Wechseln oder Legen eines Ballonkatheters für die ambulante Betreuung / Hausbesuche

VORTEIL

- In dem Set sind sämtliche Bestandteile enthalten, die für ein schnelles, sicheres und hygienisch sauberes Wechseln des Katheters erforderlich sind
- Schaffung von hygienischen Bedingungen, dadurch kostenoptimierte Arbeit in der Pflege



BESTELLUNG

- Urovision Blasenkatheterwechselset

Bestell-Nr. BK-170-4

TYP/ Bestandteile	Anzahl	Anwendung
Nierenschale	1	Auffangen von Urin
Tupferschale	1	Aufnahme verbrauchter Tupfer
Schlinggazetupfer, pflaumengroß	6	Desinfektion
Mullkompressen	2	Desinfektion
Pinzette	1	Einführen des Katheters
Spritze 10 ml Aqua Des.-Glycerin-Gemisch (10% Glycerinkonz.)	1	Ballonblockung
Spritze 10 ml steriles Wasser	1	Ballonblockung
Abwurfbeutel mit Tragegriff	1	für Entsorgung
Schlitz-/Lochtuch	1	Abdeckung Patient
Latexhandschuhe	2	Handschutz/ Kontaminationsschutz
Unterlage, wasserfest	1	Unterlage Patient (Arbeitstuch)
Tiefziehpackung	1	Verpackung

Bei Anwendung dieses Sets ist beiliegend in einem PE-Flachbeutel separat beige packt:

Spritze 10 ml, leer	1	Ballonentblockung
Octenisept	1	Desinfektion (farblos)
Endosgel	6 ml	Gleitmittel

Nicht Apotheken-Pflichtig!