

## INHALT


- Ballonkatheter mit fester Silikonelastomerbeschichtung innen und außen auf einem Latexkern, Farbe grün
- NELATON Spitze
- Länge s.u.
- Ballonkapazität s.u.
- Katheterstopfen

## VORTEIL

- Durch die feste Silikonelastomerbeschichtung innen und außen auf einem Latexkern, sind die Vorteile von Silikon und Latex in einem Katheter vereinigt
- Sehr gute Gewebeerträglichkeit und geringe Inkrustationsneigung durch Silikonelastomerschicht
- Der Trichteransatz reißt nicht ein und hält sich alleine am Stufenverbinder der Beutelsysteme fest
- Weicher Ballonkatheter mit sehr hohem Tragekomfort für den Patienten, daher für die Langzeitdrainage bestens geeignet
- Der Katheter besitzt eine sehr hohe Ballonstabilität, hierdurch sind Ballonrupturen oder - Nachblocken so gut wie ausgeschlossen.

## BESTELLUNG

Bestell-Nr.	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)
KI-200810	8	31	5
KI-201010	10	31	5
KI-201210	12	40	10
KI-201410	14	40	10
KI-201610	16	40	10
KI-201810	18	40	10
KI-202010	20	40	10
KI-202210	22	40	10
KI-202410	24	40	10
KI-202610	26	40	10



Optimaler Katheter für die Pflege!