

INHALT

- Ballonkatheter mit fester Silikonbeschichtung innen und außen auf einem Latexkern, Farbe grün
- NELATON Spitze
- Katheterstopfen

VORTEIL

- Durch die feste Silikonbeschichtung innen und außen auf einem Latexkern, sind die Vorteile von Silikon und Latex in einem Katheter vereinigt
- Sehr gute Gewebeerträglichkeit und geringe Inkrustationsneigung durch Silikonschicht
- Der Trichteransatz reißt nicht ein und hält optimal am Stufenverbinder der Beutelsysteme
- Weicher Ballonkatheter mit sehr hohem Tragekomfort für den Patienten, daher für die Langzeitdrainage bestens geeignet
- Der Katheter besitzt eine sehr hohe Ballonstabilität, hierdurch sind Ballonrupturen oder das Nachblocken so gut wie ausgeschlossen.

BESTELLUNG

mit NELATON-Spitze

| Bestell-Nr. | Größe (CH/Fr) | Länge (cm) | Ballonkapazität (ml) |
|-------------|---------------|------------|----------------------|
| KI-200810 | 8 | 31 | 5 |
| KI-201010 | 10 | 31 | 5 |
| KI-201210 | 12 | 40 | 10 |
| KI-201410 | 14 | 40 | 10 |
| KI-201610 | 16 | 40 | 10 |
| KI-201810 | 18 | 40 | 10 |
| KI-202010 | 20 | 40 | 10 |
| KI-202210 | 22 | 40 | 10 |
| KI-202410 | 24 | 40 | 10 |
| KI-202610 | 26 | 40 | 10 |

Bei Bestellung mit Stirnloch bitte an der Artikel-Nr. “-SL” angeben. Bsp.: KI-202010-SL

Optimaler Katheter für die Pflege!

