

# VISIOCATH-BALLONKATHETER NELATON

100% Silikon, unbeschichtet (Standard) oder mit VISIOSLIDE Spezialbeschichtung, NELATON-Spitze, Standard-Ballon, für Männer, Frauen und Kinder

## INHALT

- NELATON Spitze
- Standard-Ballon für Männer, Frauen und Kinder
- Katheterstopfen
- 100% Silikon, unbeschichtet (Standard) oder mit VISIOSLIDE Spezialbeschichtung, NELATON-Spitze, Standard-Ballon, für Männer, Frauen und Kinder

## VORTEIL

- VISIOSLIDE-Spezialbeschichtung (bei KW-44xx10-SC):
  1. Erhöhte Gleiteigenschaften
  2. Geringere Inkrustationsneigung, dadurch längere Liegezeiten
- 100% Silikon
- Transparent mit integriertem Röntgenkontraststreifen
- Hohe Ballonstabilität bei geringer Diffusion, auch mit 30 ml Ballonkapazität lieferbar
- Verstärkter Trichteransatz, hierdurch kein Einreißen des Trichters und sicheres Konnektieren der Urinbeutel
- Auch als Kinderkatheter mit Versteifungsmandrin erhältlich

## BESTELLUNG

### • Ballonkatheter für Männer


Standard	mit VISIOSLIDE-Spezialbeschichtung			
Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)
KW-441210	KW-441210-SC	12	40	10
KW-441410	KW-441410-SC	14	40	10
KW-441610	KW-441610-SC	16	40	10
KW-441810	KW-441810-SC	18	40	10
KW-442010	KW-442010-SC	20	40	10
KW-442210	KW-442210-SC	22	40	10
KW-442410	KW-442410-SC	24	40	10
KW-442610	KW-442610-SC	26	40	10
KW-441430		14	40	30
KW-441630		16	40	30
KW-441830		18	40	30
KW-442030		20	40	30
KW-442230		22	40	30
KW-442430		24	40	30
KW-442630		26	40	30

### • Ballonkatheter für Kinder mit VISIOSLIDE-Spezialbeschichtung

Bestell-Nr.	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)
KW-450603-SC	6	30	1,5
KW-450803-SC	8	30	5
KW-451003-SC	10	30	5

### • Ballonkatheter für Frauen

Bestell-Nr.	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)
KW-451210	12	22	10
KW-451410	14	22	10
KW-451610	16	22	10
KW-451810	18	22	10
KW-452010	20	22	10
KW-452210	22	22	10
KW-452410	24	22	10



**NEU!**  
Auch mit  
VISIOSLIDE-  
Spezial-  
beschichtung