

INHALT

- Ballonkatheter aus 100% Vollsilikon transparent
- TIEMANN Spitze
- Ballonkapazität 5-10 ml (5 ml bei CH 12 + 14)
- Länge 41 cm (CH 12 bis CH 24), Ballonkapazität 10 ml
- Katheterstopfen

VORTEIL

- Durch den integrierten Ballon leichteres Legen und Wechseln des Katheters
- Ballonkatheter mit drehstabiler atraumatischer Tiemannspitze
- Sowohl für Lang- u. Kurzzeitdrainage bestens geeignet
- Durch besondere Materialeigenschaften ausgezeichnete Gewebeverträglichkeit
- Durch spezielle Balloneigenschaft sichere Fixierung des Katheters in der Blase
- Sehr geringe Inkrustationsneigung

BESTELLUNG

Bestell-Nr.	Größe (CH/FR)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)
KL-401010	10	31	5
KL-401210	12	40	5
KL-401410	14	40	5
KL-401610	16	40	10
KL-401810	18	40	10
KL-402010	20	40	10
KL-402210	22	40	10
KL-402410	24	40	10



Auch in Latex silikonisiert erhältlich (Bestell-Nr. KL-02xx10)