

# VISIOCATH-BALLONKATHETER STANDARD

100% Silikon, normaler Ballon, NELATON

## MERKMALE


- NELATON Spitze
- 100% Silikon
- Ballonkapazität 5-10 ml
- Länge 40 cm
- Standard Ballon

## VORTEIL

- Optimales Preis/Leistungs-Verhältnis
- Ausgezeichnete Gewebeverträglichkeit
- Sehr geringe Inkrustationsneigung
- Für Lang- und Kurzzeitdrainage geeignet
- Durch den Ballon ist eine sichere Fixierung des Katheters in der Blase gewährleistet
- Verstärkter Trichteransatz, hierdurch kein Einreißen des Trichters und sicheres Konnektieren des Urinbeutels möglich

## BESTELLUNG

Bestell-Nr.	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)
KW-331210	12	40	5-10
KW-331410	14	40	5-10
KW-331610	16	40	5-10
KW-331810	18	40	5-10
KW-332010	20	40	5-10
KW-332210	22	40	5-10



Bisher noch keine Krankenkassen-Abrechnung möglich!

Mindestabnahmemenge: 100 Stk.