

VISIOCATH BALLONKATHETER

Visiocath soft, 3-Weg Spülkatheter Silikonelastomerbeschichtet mit Latexkern und NELATON Standard Hohlspitze

AUSFÜHRUNG

- Spülkatheter Silikonelastomerbeschichtet mit Latexkern: Dauerspül-3-Weg mit NELATON Standard Hohlspitze

VORTEIL

- Der Spülkatheter ist mit einer Kunststoffspirale im Latexkern verstärkt, so dass ein Kollabieren des Katheterlumens bei der Blasenspülung so gut wie ausgeschlossen ist
- Durch die fest verankerte Silikonelastomerschicht auf einem Latexkern, sind die Vorteile von Silikon und Latex in einem Katheter vereinigt
- Sehr gute Gewebeverträglichkeit und geringe Inkrustationsneigung durch Silikonelastomerschicht
- Der Trichteransatz reißt nicht ein und hält sich alleine am Stufenverbinder der Beutelsysteme fest
- Weicher Ballonkatheter mit sehr hohem Tragekomfort für die Langzeitdrainage
- Der Katheter besitzt eine sehr hohe Ballonstabilität, hierdurch sind Ballonrupturen so gut wie ausgeschlossen.

BESTELLUNG

- Visiocath soft, 3-Weg Spülkatheter Silikonelastomerbeschichtet mit Latexkern und NEALTON Standard Hohlspitze

| Bestell-Nr. | Größe (CH) | Länge (cm) | Ballonkapazität (ml) |
|-------------|------------|------------|----------------------|
| KI-061860 | 18 | 40 | 60 |
| KI-062060 | 20 | 40 | 60 - 80 |
| KI-062260 | 22 | 40 | 60 - 80 |
| KI-062460 | 24 | 40 | 60 - 80 |
| KI-062660 | 26 | 40 | 60 - 80 |

