

INHALT

- Geschlossene, zylindrische Spitze bei NELATON bzw. TIEMANN Spitze
- Flexible, optimal konnektierbare Trichteransätze
- 2 seitliche Drainageaugen


BESTELLUNG

- Einmalkatheter unbeschichtet,
- Einmalkatheter Hydrophil-beschichtet,

Männer/NELATON	Männer/NELATON	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)
Bestell-Nr.	Bestell-Nr.		
EK-414012	BL-414012	12	40
EK-414014	BL-414014	14	40
EK-414016	BL-414016	16	40
EK-414018	BL-414018	18	40
EK-414020	BL-414020	20	40
EK-414022	BL-414022	22	40

TIEMANN	TIEMANN	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)
Bestell-Nr.	Bestell-Nr.		
EK-424012	BL-424012	12	40
EK-424014	BL-424014	14	40
EK-424016	BL-424016	16	40
EK-424018	BL-424018	18	40
EK-424020	BL-424020	20	40
EK-424022	BL-424022	22	40

Frauen/NELATON	Frauen/NELATON	Größe (CH/FR)	Länge (cm)
Bestell-Nr.	Bestell-Nr.		
EK-432006	BL-432006	6	20
EK-432008	BL-432008	8	20
EK-432010	BL-432010	10	20
EK-432012	BL-432012	12	20
EK-432014	BL-432014	14	20
EK-432016	BL-432016	16	20



NELATON Spitze für Frauen

TIEMANN Spitze NELATON Spitze