

VISI-INTEGRAL NELATON


Ballonkatheter mit integriertem Ballon aus 100% Vollsilikon, NELATON-Soft, grün

SET-INHALT

- Ballonkatheter aus 100% Vollsilikon mit NELATON Spitze
- Länge 40 cm, Ballonkapazität s.u.
- Katheterstopfen

VORTEIL

- Durch integrierten Ballon weniger Irritationen der Harnröhre beim Legen und Wechseln des Katheters
- Verstärkter Trichteransatz, hierdurch kein Einreißen des Trichters und sicheres Konnektieren der Urinbeutel
- Durch besondere Materialeigenschaften, ausgezeichnete Gewebeverträglichkeit bei der Langzeitdrainage
- Sehr geringe Inkrustationsneigung



Integrierter Ballon

BESTELLUNG

| Bestell-Nr. | Größe (CH) | Länge (cm) | Ballonkapazität (ml) |
|-------------|------------|------------|----------------------|
| KI-101040 | 10 | 30 | 3 |
| KI-101240 | 12 | 40 | 5 |
| KI-101440 | 14 | 40 | 10 |
| KI-101640 | 16 | 40 | 10 |
| KI-101840 | 18 | 40 | 10 |
| KI-102040 | 20 | 40 | 10 |
| KI-102240 | 22 | 40 | 10 |
| KI-102440 | 24 | 40 | 10 |
| KI-102640 | 26 | 40 | 10 |