

## INHALT

- Suprapubischer Vollsilikon-Katheter mit integriertem Ballon, transparent, mit Röntgenkontraststreifen
- Splitkanüle  $\varnothing$  4,6 mm für CH 10-12,  $\varnothing$  5,6 mm für CH 14
- Katheterstopfen
- Skalpell

## VORTEIL

- Transparenter Katheter mit integriertem Röntgenkontraststreifen
- Vollsilikonkatheter mit integriertem Ballon, dadurch leichteres Legen des Katheters
- Ausgezeichnete Durchflußrate
- Sehr geringe Inkrustationsneigung, risikoarme, einfache Handhabung
- Abgerundete Spitze für leichtere Plazierung des Katheters
- Verstärkter Trichteransatz, hierdurch kein Einreißen des Katheters und sicheres Konnektieren der Urinbeutel

## BESTELLUNG

### • Suprapubisches Punktionsset

Bestell-Nr.	Größe (CH)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)
SV-301040	10	40	3
SV-301240	12	40	5
SV-301440	14	40	5

### • Suprapubischer Katheter einzeln

Bestell-Nr.	Größe (CH)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)
SV-311040	10	40	3
SV-311240	12	40	5
SV-311440	14	40	5
SV-311640	16	40	10
SV-311840	18	40	10
SV-312040	20	40	10
SV-312240	22	40	10

