

# SUPRAVISION-INTEGRAL

Suprapubisches Wechselset,  
Dilatationswechselset mit Katheter aus 100% Silikon und integriertem Ballon

## SET-INHALT

- Suprapubischer Silikon-Katheter mit integriertem Ballon, zentral offene Spitze
- PTFE-beschichteter Führungsdraht, Länge 85 cm im Wechselset
- Dilatator mit Spaltschaft im Dilatationswechselset
- Katheterstopfen

## VORTEIL

- Bessere Legeeigenschaften durch abgerundete Katheterspitzen
- Transparenter Katheter mit integriertem Röntgenkontraststreifen
- Verstärkter Trichteransatz, hierdurch kein Einreißen des Trichters und sicheres Konnektieren der Urinbeutel

## BESTELLUNG

### • Suprapubisches Wechselset

(Ballonkatheter mit integriertem Ballon und Führungsdraht 85 cm)

Bestell-Nr.	Größe (CH)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)	Draht (inch)
SV-331040	10	40	3	0.032
SV-331240	12	40	5	0.038
SV-331440	14	40	5	0.038
SV-331640	16	40	10	0.038
SV-331840	18	40	10	0.038
SV-332040	20	40	10	0.038

### • Suprapubisches Dilatationswechselset

(Ballonkatheter mit integriertem Ballon und Führungsdraht 85 cm und Dilatator mit Spaltschaft)

Bestell-Nr.	Größe (CH)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)	Draht (inch)
SV-341040	10	40	3	0.032
SV-341240	12	40	5	0.038
SV-341440	14	40	5	0.038
SV-341640	16	40	10	0.038

### • Suprapubischer Katheter einzeln

Bestell-Nr.	Größe (CH)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)
SV-311040	10	40	3
SV-311240	12	40	5
SV-311440	14	40	5
SV-311640	16	40	10
SV-311840	18	40	10
SV-312040	20	40	10
SV-312240	22	40	10

