

BEINBEUTEL KOMFORT

Komfort Urin-Beinbeutel mit viskosebeschichteter Rückseite und passenden Kletthaltebänder

INHALT

- Beinbeutel Komfort UVD-500-10 bis UVD-1000-45
- Kletthaltebänder für Beinbeutel

VORTEIL

Beinbeutel Komfort UVD-500-10 bis UVD-1000-45


- Einhand Dreh-Ablaßhahn
- Anschlussmöglichkeiten für den Nachtbeutel
- 2-Kammern-Beinbeutel, anatomisch geformt
- Hautfreundliche, viskosebeflockte Rückseite
- Antirefluxventil
- Lieferbar in 500 ml, 750 ml, 1000 ml
- Mit verstärkten Ösen für Kletthaltebänder
- Steril

Kletthaltebänder für Beinbeutel

- Hautfreundliche Polsterung
- Waschbar
- Breite elastische Ausführung



UVD-500-10
UVD-500-45



UVD-750-65
UVD-750-285



UVD-1000-10
UVD-1000-45


BESTELLUNG

• Beinbeutel Komfort

Bestell-Nr.	Beutelvolumen (ml)	Schlauchansatz (cm)
UVD-500-10	500	10
UVD-500-45	500	45
UVD-750-65	750	6,5
UVD-750-285	750	28,5
UVD-1000-10	1000	10
UVD-1000-45	1000	45

• Kletthaltebänder

Bestell-Nr.	Beinumfang = Länge (mm)
UVD-087175	380-430 (S)
UVD-087176	440-530 (M)
UVD-087177	550-650 (L)



Kletthalteband