

VORTEILE

UVD-A4

- Geschlossenes Urin-Drainagesystem, 2000 ml
- Graduiert mit Rücklaufventil
- Probeurin-Entnahmevorrichtung
- Ablaßhahn

UVD-A4 KH

- Urinbeutel, 1500 ml
- Graduiert mit Rücklaufsperr
- Großer Konnektor
- Ohne Ablaßhahn

UVD-2120

- Geschlossenes Urin-Drainagesystem, 2000 ml
- Mit Graduierung
- Ablassschlauch mit Klemme, Fixierung in Lasche
- 1-Universalhaken mit Kordel
- Pasteur'sche Kammer (Tropfkammer mit Membranrückschlagventil)
- Probeurin-Entnahmevorrichtung




BESTELLUNG

• Urinbeutel Standard

Bestell-Nr.	Beutelvolumen (ml)	Schlauchansatz (cm)
UVD-A4	2000	110
UVD-A4 KH	1500	90
UVD-2120 (Set)	2000	120

• Plastikhänger

Bestell-Nr.
UVD-592035-A



Plastikhänger