

URINBEUTEL

3-Kammer-Beinbeutel und Beingurte

SET-INHALT

- 10 Stück entleerbare 3-Kammer-Beinbeutel, 500 ml mit Antirefluxventil und Ablasshahn
- 1 Paar elastische Beingurte (textil) mit rutschfesten Silikonstreifen und Klettverschluß
- 1 Stück Vliesbezug für Beutel

BESTELLUNG

- **Beutel ohne Schlauchansatz (für Oberschenkelbefestigung)**

Bestell-Nr.	Beutelvolumen (ml)	Schlauchansatz (cm)
UVD-591001	500	6

- **Beutel mit 10 cm Schlauchansatz (für Oberschenkelbefestigung)**

Bestell-Nr.	Beutelvolumen (ml)	Schlauchansatz (cm)
UVD-591002	500	10

- **Beutel mit 30 cm Schlauchansatz (für Unterschenkelbefestigung)**

Bestell-Nr.	Beutelvolumen (ml)	Schlauchansatz (cm)
UVD-591003	500	30

- **Zusätzliche Beingurte**

Beingurte (für Oberschenkelbefestigung) (VE = 1 Paar)

Bestell-Nr.
UVD-591005

Beingurte (für Unterschenkelbefestigung) (VE = 1 Paar)

Bestell-Nr.
UVD-591006

