

UROCLEAN-SHUTTLE

Uroclean Shuttle ist ein patentiertes, wiederverwendbares Harnableitungssystem selbsthaftend am Penis – ohne Kleber, ohne Rasur

SET-INHALT



- 4 Stück UROCLEAN-SHUTTLE
- 5 Stück Uroclean-Hose
- 1 Stück Uroclean-Gürtel
- 4 Stück Uroclean-Stöpsel
- 1 Paar Kletthaltebänder
- 1 Stück Beinbeutel
- 1 Stofftasche mit Klettverschluss, zur Wäsche in der Waschmaschine
- 1 Montagehilfe

VORTEIL

- Uroclean Shuttle ist ein patentiertes, wiederverwendbares, externes Harnablaufsystem für männliche Harninkontinenz. Aufgrund der hohen Haftreibung des hochelastischen Silikons und der patentierten Form, hält das Uroclean Shuttle völlig ohne Hautkleber bei Penisdurchmessern zwischen 25 und 40 mm und ab einer Penislänge von 30 mm. Eine Rasur ist nicht notwendig, da keine Klebung erfolgt. Damit besteht keine Gefahr lokaler Komplikationen und Hautirritationen. Eine Abdichtung ist auch im Liegen gewährleistet.
- Aus reinem, hochelastischem, hautfreundlichem Silikon (allergiefrei)
- Auf Rezept, voll kassenerstattungsfähig (Hilfsmittelnummer: 15.25.12.1001, keine Budgetbelastung)
- Angenehmer, druckfreier Tragekomfort
- Hält ohne Kleber aufgrund hoher Haftreibung durch anatomische, patentierte Form (Shuttle)
- Wieder verwendbar (Kostensparnis, Müllvermeidung und waschbar, sogar in der Waschmaschine bis 90° C)
- Einfache Handhabung ohne Rasur und ohne Kleber

PRODUKTBESCHREIBUNG

- A** Haltelasche zur Verbindung mit Gürtel oder Unterhose per Klettverschluss
B Lasche zum Glätten am Penis für optimalen Sitz
C Be-/Entlüftungskanal
D Auflageschaft (mindestens 3 cm Penislänge)
 Nicht geeignet bei retrahiertem Penis
E Austrittsöffnung zur Verbindung mit Bett- oder Beinbeutelschlauch



BESTELLUNG

• Uroclean-Set

Bestell-Nr.	Größe	SHORE-Härte	Penisgröße
700766-L10	L	10	groß
700766-L20	L	20	klein
700766-XL10	XL	10	groß
700766-XL20	XL	20	klein

• Uroclean-Shuttle

Bestell-Nr.	Größe (cm)	SHORE-Härte
700767-L10	3,5 - 4,5	10
700767-L20	2,5 - 3,5	20

• Uroclean-Hose

Bestell-Nr.	Größe
Uroclean-Hose-L	L - 75kg
Uroclean-Hose-XL	XL - ab 75kg - 85kg

• Uroclean-Gürtel (≙ Bestell-Nr.)

• Uroclean-Stöpsel (≙ Bestell-Nr.)

• Uroclean-Schablone (≙ Bestell-Nr.) Schablone zur Feststellung der Penisgröße