

VORTEIL

“ONE FITS ALL”

**Universaladapter mit Silikonschlauchverbindung,
 Luer-Lock männlich und weiblich**

- Besteht aus Luer-Lock Verbinder und Silikonschlauch
- Der Adapter ermöglicht den Anschluss an alle gängigen Urinbeutelssysteme mit Kegelerbindung
- Besonders geeignet für die Verbindung zwischen Luer-Lock Instrumenten (Nephrostomie und Zystostomie)
- Problemlose, universelle Connection für Patient und Anwender

BESTELLUNG

- **Universaladapter mit Silikonschlauchverbindung,
 Luer-Lock männlich**

Bestell-Nr.	Länge Verbindungsstück (cm)
AD-1005	5
AD-1010	10
AD-1020	20



- **Universaladapter mit Silikonschlauchverbindung,
 Luer-Lock weiblich**

Bestell-Nr.	Länge Verbindungsstück (cm)
AD-2005	5

