

## VISIOMATIC-DOPPEL-J URETERSCHIENENSETS

Steuerbare Doppel-J-Ureterschienensets mit  
VISIOMATIC-Abwurfssystem

### SET-INHALT

- VISIOMATIC-Abwurfssystem steuerbar, Ureterschiene aus aliphatischem Polyurethan, offene Spitze, weiß bzw. grün (Soft), Größe: FR 07, Längen 24 bis 30 cm
- Führungsdraht, PTFE-beschichtet, bewegliche Seele, 0.035, L150 cm, (nur bei US-11 und US-14)

### VORTEIL

- Durch VISIOMATIC-Abwurfssystem kann der Stent optimal vom Steuerteil dekonnektiert werden.
- Katheterspitze steuerbar durch bewegliche Seele des Führungsdrahtes
- Bestens geeignet für Lang- und Kurzzeitdrainagen durch aliphatisches Polyurethan
- Optimale Fixierung des Drahtes durch Quetschkupplung; hierbei ist auch bei fixiertem Draht eine bedingte Spülung möglich
- Liegezeit bis 6 Monate
- Vormontiertes Komplettsset

### BESTELL-NUMMERN

#### • VISIOMATIC-Set, steuerbar, weiß

geschlossene Spitze	offene Spitze	offene Spitze, ohne Draht	Größe (Fr)	Länge (cm)	Draht (inch)
US-100524-V	US-110524-V	US-120524-V	5	24	0.035
US-100526-V	US-110526-V	US-120526-V	5	26	0.035
US-100528-V	US-110528-V	US-120528-V	5	28	0.035
US-100530-V	US-110530-V	US-120530-V	5	30	0.035
US-100624-V	US-110624-V	US-120624-V	6	24	0.035
US-100626-V	US-110626-V	US-120626-V	6	26	0.035
US-100628-V	US-110628-V	US-120628-V	6	28	0.035
US-100630-V	US-110630-V	US-120630-V	6	30	0.035
US-100724-V	US-110724-V	US-120724-V	7	24	0.035
US-100726-V	US-110726-V	US-120726-V	7	26	0.035
US-100728-V	US-110728-V	US-120728-V	7	28	0.035
US-100730-V	US-110730-V	US-120730-V	7	30	0.035
US-100824-V	US-110824-V	US-120824-V	8	24	0.038
US-100826-V	US-110826-V	US-120826-V	8	26	0.038
US-100828-V	US-110828-V	US-120828-V	8	28	0.038
US-100830-V	US-110830-V	US-120830-V	8	30	0.038

#### • VISIOMATIC-Set Soft, steuerbar, grün

offene Spitze	offene Spitze, ohne Draht	Größe (Fr)	Länge (cm)	Draht (inch)
US-140724-V	US-150724-V	7	24	0.035
US-140726-V	US-150726-V	7	26	0.035
US-140728-V	US-150728-V	7	28	0.035
US-140730-V	US-150730-V	7	30	0.035

Folgende Ausführungen sind auf Wunsch lieferbar:

- Ohne Lochungen im Schaft (Ergänzung der Bestell-Nr.: „-OL“)
- Ohne Lochungen im blasenseitigen Pigtail (Ergänzung der Bestell-Nr.: „OLS“)

