

VISIODUOKATH- URETERKATHETER nach PROF. WALZ


mit beidseitiger Spitzen-Konfiguration

SET-INHALT

- Ureterkatheter nach Prof. Walz
- Mit beidseitiger Spitzen-Konfiguration
 - offene Nelatonspitze
 - konisch offene Spitze
- Größe CH 5, Länge 70 cm
- Röntgendicht, cm-graduiert, großes Drainage-Lumen
- UK-Adapter mit Luer-Lock, CH 4-8 beigelegt

VORTEIL

- Bei der Applikation ist durch diesen speziellen UK nach Prof. Walz nur noch 1 UK notwendig!
- Komplette graduierung
- hohe Festigkeit durch Stahlmandrin
- Produkt PVC-frei
- Großes Innenlumen
- Hohe Röntgenfähigkeit
- Reduzierte Kosten durch erleichterte Lagerhaltung
- Sehr gute Gleitfähigkeit beim Platzieren



Warum doppelt,
wenn es einfach geht!?

BESTELLUNG

- UK nach Prof. Walz

Bestell-Nr.	Größe (CH)	Länge (cm)
UK-630570	5	70