


SET-INHALT

- Ureterschiene aus aliphatischem Polyurethan mit großem Durchflußlumen, geschlossene Spitze (ST-20) oder offene Spitze (ST-21), Softausführung
- Pusher
- PTFE-beschichteter Führungsdraht, Länge 150 cm, mit flexiblen und rigiden Enden
- Klemme (nicht bei offener Spitze)

VORTEIL

- Die Ureterschiene aus weichem aliphatischen Polyurethan wird nach kurzer Liegezeit super SOFT, hierdurch starke Reduzierung der Irritationen in Harnleiter und Blase
- Sehr geringe Inkrustationsneigung
- Optimal für Langzeitdrainage, Liegezeit 6 Monate
- Sehr glatte Oberfläche des Katheters
- Durch großes Lumen sehr gute Drainageleistung
- Leichtes Legen durch perfekt geformte offene oder geschlossene TIEMANN Spitze



BESTELL-NUMMERN

- Ureterschiene Visiostar Soft

geschlossene Spitze	offene Spitze	offene Spitze, ohne Draht	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)	Draht (inch)
Bestell-Nr. ST-204724	Bestell-Nr. ST-214724		4,7	24	0.028
ST-204726	ST-214726		4,7	26	0.028
ST-204728	ST-214728		4,7	28	0.028
ST-204730	ST-214730		4,7	30	0.028
<hr/>					
ST-200524	ST-210524		5	24	0.028
ST-200526	ST-210526	ST-217526	5	26	0.028
ST-200528	ST-210528	ST-217528	5	28	0.028
ST-200530	ST-210530	ST-217530	5	30	0.028
<hr/>					
ST-200624	ST-210624		6	24	0.035
ST-200626	ST-210626	ST-217626	6	26	0.035
ST-200628	ST-210628	ST-217628	6	28	0.035
ST-200630	ST-210630	ST-217630	6	30	0.035
<hr/>					
ST-200724	ST-210724		7	24	0.035
ST-200726	ST-210726	ST-217726	7	26	0.035
ST-200728	ST-210728	ST-217728	7	28	0.035
ST-200730	ST-210730	ST-217730	7	30	0.035
<hr/>					
ST-200824	ST-210824		8	24	0.038
ST-200826	ST-210826	ST-217826	8	26	0.038
ST-200828	ST-210828	ST-217828	8	28	0.038
ST-200830	ST-210830	ST-217830	8	30	0.038

Alle Stents sind auch mit Faden erhältlich (Art.-Nr. mit „-F“ am Ende versehen)
Sonderlängen 32 cm oder 34 cm auf Anfrage möglich.