

## SET-INHALT

- Ureterschienen-Komplettset mit
  - Ureterschiene (offene Spitze)
  - Ureterkatheter (TIEMANN, offene Spitze)
  - Anspritzadapter
  - Führungsdraht, PTFE-beschichtet 0.035, Länge: 150 cm, gerade Spitze,
  - Pusher 40 cm
  - Ureterschienen Standard Pusher 70 cm bei Ureterrenoskopieset

## VORTEIL

- Keine nochmalige Manipulation am Ostium, da der DJ-Katheter simultan während der Ureterrenoskopie gelegt werden kann
- Die Ureterschiene läßt sich über den beiliegenden 0.035 Führungsdraht und dem Pusher in einem Arbeitsgang im Harnleiter platzieren

## BESTELL-NUMMERN

### • Ureterschiene Visiostar Standard, offene Spitze, weiß

Bestell-Nr.	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)	Draht (inch)
ST-186526	5	26	0.035
ST-186528	5	28	0.035
ST-186530	5	30	0.035
ST-186626	6	26	0.035
ST-186628	6	28	0.035
ST-186630	6	30	0.035
ST-186726	7	26	0.035
ST-186728	7	28	0.035
ST-186730	7	30	0.035

### • UroVision Ureterrenoskopieset

Bestell-Nr.	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)	Draht (inch)
UR-984726	4,7	26	0.035
UR-984728	4,7	28	0.035
UR-984730	4,7	30	0.035

