

VISIOSTAR DOPPEL-PIGTAIL

Universal-Ureterschienensets, für variable Längeneinstellung, Standard weiß

SET-INHALT

- Ureterschiene aus aliphatischem Polyurethan mit großem Durchflußlumen, geschlossene (ST-38) oder offene Spitze (ST-39)
- Pusher
- PTFE-beschichteter Führungsdraht, Länge 150 cm, mit flexiblen und rigiden Enden
- Klemme (nicht bei offener Spitze)

VORTEIL

- Die Ureterschiene aus aliphatischem Polyurethan wird nach kurzer Liegezeit weicher, hierdurch Reduzierung der Irritationen
- Sehr geringe Inkrustationsneigung
- Optimal für Langzeitdrainage, Liegezeit bis 6 Monate
- Sehr glatte Oberfläche des Katheters
- Durch großes Lumen sehr gute Drainageleistung
- Leichtes Legen durch perfekt geformte, offene oder geschlossene TIEMANN Spitze



geschlossene Spitze



offene Spitze



nur bei geschlossener Spitze

BESTELL-NUMMERN

- Ureterschiene Visiostar Doppel-Pigtail, Standard weiß

geschlossene Spitze Bestell-Nr.	offene Spitze Bestell-Nr.	offene Spitze, ohne Draht Bestell-Nr.	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)	Draht (inch)
ST-384724-32	ST-394724-32	ST-3974724-32	4,7	24-32	0.035
ST-380624-32	ST-390624-32	ST-397624-32	6	24-32	0.035
ST-380724-32	ST-390724-32	ST-397724-32	7	24-32	0.035
ST-380824-32	ST-390824-32	ST-397824-32	8	24-32	0.038