

SET-INHALT

- Double-J Ureterschiene aus aliphatischem Polyurethan mit offener Spitze
- Ureterkatheter CH 5, gerade, mit offener atraumatischer Spitze
- Superelastischer Führungsdraht gerade, 0.035, rigides u. flexibles Ende, 150 cm, Nitinol mit hydrophiler Beschichtung, stoff
- Pusher 40 cm
- Anspritzadapter
- **Komponenten einzeln steril gepackt**

VORTEIL

- Hydrophilbeschichteter Titan-Spezialdraht ermöglicht in Verbindung mit dem Ureterkatheter die Passage schwierigster Abschnitte
- Bestens geeignet für Lang- und Kurzzeitdrainagen durch aliphatisches Polyurethan
- Optimale Sicherheit durch Spezialdraht
- Außergewöhnliche Manövrier- und Gleitfähigkeit
- Alle Einzelkomponenten sind optimal aufeinander abgestimmt
- Durch einzeln gepackte Komponenten Verwendung nach entsprechendem Bedarf möglich

BESTELLUNG

• Visiolix-Set

Bestell-Nr.	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)	Draht (inch)
EL-280526	5	26	0.035
EL-280528	5	28	0.035
EL-280530	5	30	0.035
EL-280626	6	26	0.035
EL-280628	6	28	0.035
EL-280630	6	30	0.035
EL-280726	7	26	0.035
EL-280728	7	28	0.035
EL-280730	7	30	0.035

