

SET-INHALT

- Ureterschiene aus aliphatischem Polyurethan, geschlossene (US-10) oder offene Spitze (US-11, US-12), weiß
- Steuerteil (Pusher und Dekonnektor)
- Führungsdraht PTFE-beschichtet:
 - Länge 150 cm
 - bei CH 6 und CH 7 Draht mit beweglicher Seele (J-Krümmung bei geschlossener Spitze)
 - bei CH 5 und CH 8 Draht mit festem Kern und gerader Spitze
- Klemme bei US-10

VORTEIL

- Die Ureterschiene aus aliphatischem Polyurethan wird nach kurzer Liegezeit weicher, hierdurch Reduzierung der Irritationen
- Leichtes Legen durch perfekt geformte offene oder geschlossene TIEMANN Spitze
- Katheterspitze steuerbar durch bewegliche Seele des Führungsdrahtes (CH 6 und CH 7)
- Katheter kann leicht gedreht und nach oben bzw. unten bewegt werden
- Bestens geeignet für Lang- und Kurzzeitdrainagen durch aliphatisches Polyurethan, Liegezeit bis 6 Monate
- Steuerbare Sicherheit
- Vormontiertes Komplettsset



BESTELL-NUMMERN

• Visiostar steuerbar

geschlossene Spitze	offene Spitze	offene Spitze, ohne Draht	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)	Draht (inch)
US-100524	US-110524	US-120524	5	24	0.035
US-100526	US-110526	US-120526	5	26	0.035
US-100528	US-110528	US-120528	5	28	0.035
US-100530	US-110530	US-120530	5	30	0.035
US-100624	US-110624	US-120624	6	24	0.035
US-100626	US-110626	US-120626	6	26	0.035
US-100628	US-110628	US-120628	6	28	0.035
US-100630	US-110630	US-120630	6	30	0.035
US-100724	US-110724	US-120724	7	24	0.035
US-100726	US-110726	US-120726	7	26	0.035
US-100728	US-110728	US-120728	7	28	0.035
US-100730	US-110730	US-120730	7	30	0.035
US-100824	US-110824	US-120824	8	24	0.038
US-100826	US-110826	US-120826	8	26	0.038
US-100828	US-110828	US-120828	8	28	0.038
US-100830	US-110830	US-120830	8	30	0.038