

## SET-INHALT

- Ureterschiene aus aliphatischem Polyurethan, geschlossene (US-13) oder offene Spitze (US-14, US-15), grün, SOFT
- Steuerteil (Pusher und Dekonnektor)
- Führungsdraht PTFE-beschichtet:
  - Länge 150 cm
  - bei CH 6 und CH 7 Draht mit beweglicher Seele (J-Krümmung bei geschlossener Spitze)
  - bei CH 5 und CH 8 Draht mit festem Kern und gerader Spitze
- Klemme bei US-13

## VORTEIL

- Die Ureterschiene aus weichem aliphatischen Polyurethan wird nach kurzer Liegezeit super SOFT, hierdurch starke Reduzierung der Irritationen in Harnleiter und Blase
- Leichtes Legen durch perfekt geformte offene oder geschlossene TIEMANN Spitze
- Katheterspitze steuerbar durch bewegliche Seele des Führungsdrahtes bei CH 6 und CH 7
- Katheter kann leicht gedreht und nach oben bzw. unten bewegt werden
- Bestens geeignet für Lang- und Kurzzeitdrainagen durch aliphatisches Polyurethan Softausführung Liegezeit bis 6 Monate
- Steuerbare Sicherheit
- Vormontiertes Komplettsset

## BESTELLUNG

- Visiostar Steuerbar, Soft

geschlossene Spitze	offene Spitze	offene Spitze, ohne Draht	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)	Draht (inch)
US-130524	US-140524	US-150524	5	24	0.028
US-130526	US-140526	US-150526	5	26	0.028
US-130528	US-140528	US-150528	5	28	0.028
US-130530	US-140530	US-150530	5	30	0.028
US-130624	US-140624	US-150624	6	24	0.035
US-130626	US-140626	US-150626	6	26	0.035
US-130628	US-140628	US-150628	6	28	0.035
US-130630	US-140630	US-150630	6	30	0.035
US-130724	US-140724	US-150724	7	24	0.035
US-130726	US-140726	US-150726	7	26	0.035
US-130728	US-140728	US-150728	7	28	0.035
US-130730	US-140730	US-150730	7	30	0.035
US-130824	US-140824	US-150824	8	24	0.038
US-130826	US-140826	US-150826	8	26	0.038
US-130828	US-140828	US-150828	8 <td 28	0.038	
US-130830	US-140830	US-150830	8	30	0.038

