

VISIOMATIC®-DOPPEL-J URETERSCHIENENSETS

Steuerbare Doppel-J-Ureterschienensets mit
VISIOMATIC®-Abwurfsystem

SET-INHALT

- Ureterschiene aus aliphatischem Polyurethan, geschlossene (US-10 und US-13) oder offene Spitze (US-11/12 und US-14/15), weiß bzw. grün (SOFT)
- Steuerbar mit VISIOMATIC®-Abwurfsystem
- Führungsdraht PTFE-beschichtet:
 - Länge 150 cm
 - bei CH 6 und CH 7 Draht mit beweglicher Seele (J-Krümmung bei geschlossener Spitze)
 - bei CH 5 und CH 8 Draht mit festem Kern und gerader Spitze
- Quetschkupplung

VORTEIL

- Durch VISIOMATIC®-Abwurfsystem kann der Stent optimal vom Steuerteil dekonnektiert werden.
- Katheterspitze steuerbar durch bewegliche Seele des Führungsdrahtes
- Bestens geeignet für Lang- und Kurzzeitdrainagen durch aliphatisches Polyurethan
- Optimale Fixierung des Drahtes durch Quetschkupplung; hierbei ist auch bei fixiertem Draht eine bedingte Spülung möglich
- Liegezeit bis 6 Monate
- Vormontiertes Komplettsset



BESTELL-NUMMERN

- VISIOMATIC®-Set, steuerbar, weiß

geschlossene Spitze	offene Spitze	offene Spitze, ohne Draht			
Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)	Draht (inch)
US-100524-V	US-110524-V	US-120524-V	5	24	0.035
US-100526-V	US-110526-V	US-120526-V	5	26	0.035
US-100528-V	US-110528-V	US-120528-V	5	28	0.035
US-100530-V	US-110530-V	US-120530-V	5	30	0.035
US-100624-V	US-110624-V	US-120624-V	6	24	0.035
US-100626-V	US-110626-V	US-120626-V	6	26	0.035
US-100628-V	US-110628-V	US-120628-V	6	28	0.035
US-100630-V	US-110630-V	US-120630-V	6	30	0.035
US-100724-V	US-110724-V	US-120724-V	7	24	0.035
US-100726-V	US-110726-V	US-120726-V	7	26	0.035
US-100728-V	US-110728-V	US-120728-V	7	28	0.035
US-100730-V	US-110730-V	US-120730-V	7	30	0.035
US-100824-V	US-110824-V	US-120824-V	8	24	0.038
US-100826-V	US-110826-V	US-120826-V	8	26	0.038
US-100828-V	US-110828-V	US-120828-V	8	28	0.038
US-100830-V	US-110830-V	US-120830-V	8	30	0.038

Folgende Ausführungen sind auf Wunsch lieferbar:

- Ohne Lochungen im Schaft (Ergänzung der Bestell-Nr.: „-OL“)
- Sonderlängen auf Anfrage mit Faden erhältlich (Ergänzung der Bestell-Nr.: „-F“)



VISIOMATIC®-DOPPEL-J URETERSCHIENENSETS

Steuerbare Doppel-J-Ureterschienenensets mit
VISIOMATIC®-Abwurfssystem

BESTELL-NUMMERN

- VISIOMATIC®-Set Soft, steuerbar, grün

geschlossene Spitze Bestell-Nr.	offene Spitze Bestell-Nr.	offene Spitze, ohne Draht Bestell-Nr.	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)	Draht (inch)
	US-140524-V		5	24	0.028
	US-140526-V		5	26	0.028
	US-140528-V		5	28	0.028
	US-140530-V		5	30	0.028
US-130624-V	US-140624-V	US-150624-V	6	24	0.035
US-130626-V	US-140626-V	US-150626-V	6	26	0.035
US-130628-V	US-140628-V	US-150628-V	6	28	0.035
US-130630-V	US-140630-V	US-150630-V	6	30	0.035
US-130724-V	US-140724-V	US-150724-V	7	24	0.035
US-130726-V	US-140726-V	US-150726-V	7	26	0.035
US-130728-V	US-140728-V	US-150728-V	7	28	0.035
US-130730-V	US-140730-V	US-150730-V	7	30	0.035
	US-140824-V		8	24	0.038
	US-140826-V		8	26	0.038
	US-140828-V		8	28	0.038
	US-140830-V		8	30	0.038

Folgende Ausführungen sind auf Wunsch lieferbar:

- Ohne Lochungen im Schaft (Ergänzung der Bestell-Nr.: „-OL“)
- Sonderlängen auf Anfrage mit Faden erhältlich (Ergänzung der Bestell-Nr.: „-F“)