

SET-INHALT

- Spezial Visiostent-Tumorstent aus festem Material, mit weichen Übergang zu den Pigtails, ohne Lochung im Schaft, offene Spitze
- VISIOMATIC®-Abwurfsystem, steuerbar, bzw. nicht steuerbares Set
- Pusher, 40 cm
- PTFE-beschichteter Führungsdraht, flexibles und rigides Ende
- Quetschkupplung bei VISIOMATIC®-Abwurfsystem

VORTEIL

- Der Spezial Visiostent ist aus einem Stück gefertigt, hierdurch ist ein Lösen der soften Pigtails nicht möglich
- Liegezeit bis 6 Monate
- **Durch den weichen Übergang an den Pigtails wirkt der Tumorstent atraumatisch**
- Material, aliphatisches Polyurethan
- Sehr geringe Inkrustationsneigung
- Ein Einwachsen von Tumorgewebe in den geschlossenen Schaft ist nicht möglich
- Durch das harte Material ist keine Kompression des Katheters möglich; dadurch ist eine optimale Drainagesicherheit gewährleistet

Steuerbares VISIOMATIC®-Abwurfsystem

- Durch VISIOMATIC®-Abwurfsystem kann der Stent optimal vom Steuerteil dekonnektiert werden.
- Katheterspitze steuerbar durch bewegliche Seele des Führungsdrahtes
- Bestens geeignet für Lang- und Kurzzeitdrainagen durch aliphatisches Polyurethan
- Optimale Fixierung des Drahtes durch Quetschkupplung; hierbei ist auch bei fixiertem Draht eine bedingte Spülung möglich
- Liegezeit bis 6 Monate
- Vormontiertes Komplettsset (bei TS-11)

BESTELL-NUMMERN

• Visiostent, nicht steuerbar

Bestell-Nr.	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)	Draht (inch)
TS-290626	6	26	0.035
TS-290628	6	28	0.035
TS-290726	7	26	0.035
TS-290728	7	28	0.035
TS-290826	8	26	0.038
TS-290828	8	28	0.038
TS-290926	9	26	0.038
TS-290928	9	28	0.038

• Visiostent, mit VISIOMATIC®-Abwurfsystem, steuerbar

Bestell-Nr.	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)	Draht (inch)
TS-110626-V	6	26	0.035
TS-110628-V	6	28	0.035
TS-110726-V	7	26	0.035
TS-110728-V	7	28	0.035

Tumorstents sind ebenfalls mit Faden erhältlich. (Art.-Nr. mit „-F“ am Ende versehen)

