


## SET-INHALT

- Antireflux-Ureterschleife aus aliphatischem Polyurethan, mit blasenseitigem Flatterventil, geschlossener (UF-10) oder offener Spitze (UF-11), weiss, Größe: Fr 07, Längen 24 bis 30cm
- VISIOMATIC®-Abwurfsystem steuerbar
- Führungsdraht, PTFE-beschichtet, bewegliche Seele
- Quetschkupplung

## VORTEIL

- Flatterventil verhindert Reflux
- Durch VISIOMATIC®-Abwurfsystem kann der Stent optimal vom Steuerteil dekonnetiert werden
- Katheterspitze steuerbar durch bewegliche Seele des Führungsdrahtes
- Katheter kann leicht gedreht und nach oben oder unten bewegt werden
- Bestens geeignet für Lang- und Kurzzeitdrainagen durch aliphatisches Polyurethan
- Optimale Fixierung des Drahtes durch Quetschkupplung



## BESTELLUNG

- VISIO-ANTI-REFLUX-STENT, steuerbar

| geschlossene Spitze | offene Spitze |               |            |              |
|---------------------|---------------|---------------|------------|--------------|
| Bestell-Nr.         | Bestell-Nr.   | Größe (CH/Fr) | Länge (cm) | Draht (inch) |
| UF-100724           | UF-110724     | 7             | 24         | 0.035        |
| UF-100726           | UF-110726     | 7             | 26         | 0.035        |
| UF-100728           | UF-110728     | 7             | 28         | 0.035        |
| UF-100730           | UF-110730     | 7             | 30         | 0.035        |