

## SET-INHALT

- Ureterschleife aus Polyurethan, geschlossene Spitze mit Faden
- Führungsdraht PTFE-beschichtet 0.035, 150 cm, flexibles und rigides Ende
- Pusher
- Klemme

## VORTEIL

- Durch die optimale Länge der Ureterschleife, die vor dem Ostium endet, wird der vesikorenenale Reflux verhindert
- Für Kurz- und Langzeitdrainage bestens geeignet
- Sehr leichtes Legen des Katheters
- Auch zur Nierenbeckendrainage bei Obstruktionen sind Harnleiterschleifen nach Abrissen oder Perforation während der Schwangerschaft bestens geeignet

## BESTELLUNG

### • Visioflux

Bestell-Nr.	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)	Draht (inch)
FL-920622	6	22	0.035
FL-920624	6	24	0.035
FL-920626	6	26	0.035
FL-920722	7	22	0.035
FL-920724	7	24	0.035
FL-920726	7	26	0.035
FL-920822	8	22	0.038
FL-920824	8 </td <td>24</td> <td>0.038</td>	24	0.038
FL-920826	8	26	0.038

