

## SET-INHALT

- Mono-J-Ureterschiene aus aliphatischem Polyurethan
- Adapter mit Luer Lock und Trichteransatz
- PTFE-beschichteter Führungsdraht bei ST-24, 150 cm und ST-25, 150 cm
- Katheterklemme (nicht bei offener Spitze)

## VORTEIL

- Der Mono-J aus aliphatischem Polyurethan wird nach kurzer Liegezeit weicher, hierdurch Reduzierung der Irritationen
- Durch großes Katheterinnenlumen ausgezeichnete Durchflußraten
- Geringe Inkrustationsrate
- Drainageaugen nur in der J-Krümmung
- Adapter zur festen Verbindung eines Sekret- oder Urinbeutels, ohne der Gefahr der Lumenquetschung der Schiene
- Bei Bedarf kann über den Adapter Kontrastmittel gegeben oder gespült werden
- Liegezeit bis 6 Monate
- Leichtes Legen durch perfekt geformte offene oder geschlossene TIEMANN-Spitze

## BESTELLUNG

- Monostar Standard Material, weiß

geschlossene Spitze	offene Spitze	offene Spitze, einzeln		Länge (cm)	Draht (inch)
Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Größe (CH/Fr)		
ST-240470	ST-250400		4	70	0.025
ST-244770	ST-254700		4,7	70	0.035
ST-240570	ST-250500	ST-257500	5	70	0.035
ST-240670	ST-250600	ST-257600	6	70	0.035
ST-240770	ST-250700	ST-257700	7	70	0.035
ST-240870	ST-250800	ST-257800	8	70	0.038
ST-240970	ST-250900	ST-257900	9	70	0.045
ST-241070	ST-251000		10	70	0.045
ST-241270	ST-251200		12	70	0.045

- Monostar Soft Material, grün

geschlossene Spitze	offene Spitze	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)	Draht (inch)
Bestell-Nr.	Bestell-Nr.			
ST-340670	ST-350600	6	70	0.035
ST-340770	ST-350700	7	70	0.035
ST-340870	ST-350800	8	70	0.038
ST-340970	ST-350900	9	70	0.038

- Passende Adapter

Bestell-Nr.	Ureterschienen passend für Größe (CH/Fr)
AD-308	04
AD-310	4,7
AD-311	05
AD-312	06
AD-315	07
AD-318	08 + 09

