

MONOSTAR SPEZIAL

Mono-J-Ureterschleife, offene Spitze, PTFE-beschichteter Führungsdraht, Drainageöffnungen im Schaft

SET-INHALT

- Mono-J-Ureterschleife zentral offen
- Adapter mit Luer Lock und Trichteransatz
- PTFE-beschichteter Führungsdraht 150 cm

VORTEIL

- Drainageöffnungen über 30 cm der Schaftlänge ab Pigtail des Katheters
- 400° eingerollte atraumatische und lagestabile Pigtailspitze
- Aliphatisches Polyurethan wird nach Anpassung an Körpertemperatur weicher, bietet deshalb gute Trageeigenschaften und für den Anwender gute Führungstabilität
- Eine perfekt geformte zentral offene Tiemannspitze am Pigtail gewährleistet gute Eigenschaften in engen Passagen
- Großes Katheterinnenlumen, geringe Inkrustationsneigung und Liegezeiten bis zu 6 Monaten
- Voll röntgensichtbar

BESONDERHEITEN

Der neue Spezialkatheter ST 25 xx 00-LS erhält

- durch das erweiterte Einrollen des Pigtails eine verbesserte Lagestabilität und atraumatische Eigenschaften im Nierenbecken
- durch eine Perforation, nicht nur im Pigtailbereich sondern am gesamten Katheter, gute Drainageeigenschaften auch bei Strikturen und ungenügender Peristaltik des Ureters

BESTELLUNG

• Monostar Spezial

Bestell-Nr.	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)	Draht (inch)
ST-250600-LS	6	70	0.035
ST-250700-LS	7	70	0.035
ST-250800-LS	8	70	0.038

