

SET-INHALT

- Stent-Katheter, beidseitig offen, Drainageaugen nur im Pigtail, Schaft durchgehend geschlossen CH 07, Stenoseschaftgröße CH 12
- Pusher, 40 cm
- PTFE-beschichteter Führungsdraht, flexibles und rigides Ende

VORTEIL

- **3 verschiedene Stenosestents Varianten lieferbar:**
 1. CH12-Verdickung blasenseitig (TP)
 2. CH12-Verdickung zentral (TM)
 3. CH12-Verdickung in Höhe der Niere (TD)
- Material, aliphatisches Polyurethan
- Sehr geringe Inkrustationsneigung
- Durch Schaftverdickung kein Verschluss des Katheters durch Kompression möglich, dadurch optimale Drainagesicherheit

BESTELL-NUMMERN

• Visiostent

Bestell-Nr.	Größe/ Verdickung (CH/Fr)	Länge (cm)	Draht (inch)
TP-291226	7/12	26	0.035
TP-291228	7/12	28	0.035
TP-291230	7/12	30	0.035
TM-291226	7/12	26	0.035
TM-291228	7/12	28	0.035
TM-291230	7/12	30	0.035
TD-291226	7/12	26	0.035
TD-291228	7/12	28	0.035
TD-291230	7/12	30	0.035

