

## INTUBATASTENT

Intubata-Stent zur Schienung nach ureterotomia intubata (retro- und antegrade Anwendung), mit Verdickung auch im Pigtail

### SET-INHALT

- Intubata-Stent, beidseitig offen, Drainageaugen nur im Pigtail, Schaft durchgehend geschlossen CH 07, Verdickung CH 12 nur im Pigtail
- Pusher, 40 cm
- PTFE-beschichteter Führungsdraht, flexibles und rigides Ende

### VORTEIL

- **2 verschiedene Varianten des Intubatastents:**
  1. Zystoskopische Anwendung (retrograd) : SI-29
  2. Perkutane Anwendung (antegrad) : SI-30
- Material, aliphatisches Polyurethan
- Sehr geringe Inkrustationsneigung
- Bessere Verhinderung von narbigen Rezidivstenosen
- Auch für Uretermündungsstenosen geeignet
- Durch Schaftverdickung kein Verschluß des Katheters durch Kompression möglich, dadurch optimale Drainagesicherheit

### BESTELLUNG


#### • Intubatastent

##### zur retrograden Anwendung

Bestell-Nr.	Größe/Verdickung (CH/Fr)	Länge (cm)	Draht (inch)
SI-291226	7/12	26	0.035
SI-291228	7/12	28	0.035
SI-291230	7/12	30	0.035

##### zur antegraden Anwendung

Bestell-Nr.	Größe/Verdickung (CH/Fr)	Länge (cm)	Draht (inch)
SI-301226	7/12	26	0.035
SI-301228	7/12	28	0.035
SI-301230	7/12	30	0.035



Verdickung  
Spitzenseite  
retrograde  
Anwendung  
SI-29

Verdickung  
Endseitig  
antegrade  
Anwendung  
SI-30