

SET-INHALT

- Pyeloplastie-Katheter, offene Spitze, Gesamtlänge 75 cm, Drainageaugen im Ureterteil und im Pigtail
- Anspritzadapter mit Trichter
- Katheterstopfen

VORTEIL

- Platzierung des Katheters transperineal oder transparenchymal mittels atraumatischer Knopfsonde
- Katheter beidseitig offen
- Sichere Drainage aus dem Nierenbecken und aus dem Ureter unterhalb der neuen Anastomose
- Kombinierte Harnableitung (Nephrostomie/Ureterschiene) und Sicherung der Anastomose

BESTELLUNG

• Pyeloplastie-Katheter

gerade

Bestell-Nr.	Größe (CH/Fr)	Gesamt-Länge (cm)
UR-910675	6	75
UR-910775	7	75
UR-910875	8	75

mit Pigtail

Bestell-Nr.	Größe (CH/Fr)	Gesamt-Länge (cm)
UR-930528	5	75
UR-930628	6	75
UR-930728	7	75
UR-930828	8	75

• Dazugehörige passende Knopfsonden, Einmalgebrauch

Bestell-Nr.	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)
UR-947	4 + 5	7
UR-961	6	10
UR-971	7	10
UR-981	8 + 9	15

