


## SET-INHALT

- Faszange mit Alligatormaul und Scherengriff, Fr 4,8, Länge 60 cm

## VORTEIL

- Extralanges Alligatormaul
- Flexible Spirale über die ganze Länge geschliffen
- Knickschutz
- Das Instrument ist autoklavierbar



Alligatormaul

## BESTELLUNG

- Urovision Fremdkörper Faszange

Bestell-Nr.	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)
204-16-060	4,8 (Ø 1,6 mm)	60

**Die Faszangen werden unsteril ausgeliefert!**

