

SET-INHALT

- Tumorstent aus aliphatischem Polyurethan mit Edelstahlspirale, in CH 6 - 8, ohne Lochungen im Schaft, violett
- Mit VisioSafe® Diamond Kohlenstoffbeschichtung
- Pusher, 40 cm
- PTFE-beschichteter Führungsdraht, flexibles und rigides Ende
- Klemme (nur bei geschlossener Spitze des Stents)

VORTEIL

- Der VisioSafe® Diamond Tumorstent ist mit einer Edelstahlspirale versehen, hierdurch ist eine Kompression der Harnleiterschleife nicht möglich
- Die Edelstahlspirale ist hoch flexibel, für minimale Irritationen im Harnleiter
- Der VisioSafe® Diamond Tumorstent ist mit einem sehr großen Innenlumen versehen für optimale Drainageleistung und Langzeitdrainage
- Der VisioSafe® Diamond Tumorstent ist aus einem Stück gefertigt, hierdurch ist ein Lösen der soften Pigtails nicht möglich
- Liegezeit bis 6 Monate
- Ein Einwachsen von Tumorgewebe in den geschlossenen Schaft ist nicht möglich



geschlossene Spitze



offene Spitze

BESTELL-NUMMERN

- VisioSafe® DIAMOND Tumorstent, nicht steuerbar

| geschl. Spitze | offene Spitze | | | |
|----------------|---------------|---------------|------------|--------------|
| Bestell-Nr. | Bestell-Nr. | Größe (CH/Fr) | Länge (cm) | Draht (inch) |
| TS-500626 | TS-510626 | 6 | 26 | 0.032 |
| TS-500628 | TS-510628 | 6 | 28 | 0.032 |
| TS-500630 | TS-510630 | 6 | 30 | 0.032 |
| TS-500726 | TS-510726 | 7 | 26 | 0.035 |
| TS-500728 | TS-510728 | 7 | 28 | 0.035 |
| TS-500730 | TS-510730 | 7 | 30 | 0.035 |
| TS-500826 | TS-510826 | 8 | 26 | 0.035 |
| TS-500828 | TS-510828 | 8 | 28 | 0.035 |
| TS-500830 | TS-510830 | 8 | 30 | 0.035 |

