

# VISIOSAFE® DIAMOND TUMORSTENT, STEUERBAR

Tumorstent mit Edelstahlspirale, steuerbar,  
Stent mit Diamant-Kohlenstoffbeschichtung

## SET-INHALT

- Tumorstent aus aliphatischem Polyurethan mit Edelstahlspirale, in CH 6 - 8, ohne Lochungen im Schaft, violett
- Mit VisioSafe® Diamond Kohlenstoffbeschichtung
- VISIOMATIC®-Abwurfsystem, steuerbar
- PTFE-beschichteter Führungsdraht, flexibles und rigides Ende
- Quetschkupplung

## VORTEIL

- Der VisioSafe® Diamond Tumorstent ist mit einer Edelstahlspirale versehen, hierdurch ist eine Kompression der Harnleiterschleife nicht möglich
- Die Edelstahlspirale ist hoch flexibel, für minimale Irritationen im Harnleiter
- Der VisioSafe® Diamond Tumorstent ist mit einem sehr großen Innenlumen versehen für optimale Drainageleistung und Langzeitdrainage
- Der VisioSafe® Diamond Tumorstent ist aus einem Stück gefertigt, hierdurch ist ein Lösen der soften Pigtails nicht möglich
- Liegezeit bis 6 Monate
- Ein Einwachsen von Tumorgewebe in den geschlossenen Schaft ist nicht möglich

## BESTELL-NUMMERN

- VisioSafe® DIAMOND Tumorstent  
steuerbares VISIOMATIC®-Stent-Abwurfsystem

geschl. Spitze	offene Spitze			
Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)	Draht (inch)
TS-520626	TS-530626	6	26	0.032
TS-520628	TS-530628	6	28	0.032
TS-520630	TS-530630	6	30	0.032
TS-520726	TS-530726	7	26	0.035
TS-520728	TS-530728	7	28	0.035
TS-520730	TS-530730	7	30	0.035
TS-520826	TS-530826	8	26	0.035
TS-520828	TS-530828	8	28	0.035
TS-520830	TS-530830	8	30	0.035

