

VISIOSAFE® DIAMOND ANTIREFLUX-STENT, STEUERBAR


Steuerbare Doppel-J Antireflux-Stent Sets mit VISIOMATIC®-Abwurfsystem, Diamant-Kohlenstoff-beschichtet

SET-INHALT

- Antireflux-Ureterschleife, mit blasenseitigem Flatterventil, offener Spitze, violett, Größe: Fr 6 + 7, Längen 26 bis 30cm
- Mit VisioSafe® Diamond Kohlenstoffbeschichtung
- VISIOMATIC®-Abwurfsystem, steuerbar
- Führungsdraht, PTFE-beschichtet, bewegliche Seele
- Quetschkupplung

VORTEIL

- Flatterventil verhindert Reflux
- Durch VISIOMATIC®-Abwurfsystem kann der Stent optimal vom Steuerteil dekonnetiert werden
- Katheterspitze steuerbar durch bewegliche Seele des Führungsdrahtes
- Katheter kann leicht gedreht und nach oben oder unten bewegt werden
- Bestens geeignet für Lang- und Kurzzeitdrainagen durch aliphatisches Polyurethan
- Optimale Fixierung des Drahtes durch Quetschkupplung



BESTELLUNG

- VisioSafe® DIAMOND ANTIREFLUX-STENT, steuerbar

Bestell-Nr.	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)	Draht (inch)
UF-510626	6	26	0.035
UF-510628	6	28	0.035
UF-510726	7	26	0.035
UF-510728	7	28	0.035
UF-510730	7	30	0.035