

VISION-URETERKATHETER


Zur Nieren- und Ureterdiagnostik, verschiedene Spitzen-Ausführungen (gerade/TIEMANN, offen/geschlossen)

SET-INHALT

- **UR-82**
- Ureterkatheter, gerade, zylindrisch, endständig geschlossene Spitze, 70 cm, 2 Seiten-Drainageaugen; mit Mandrin und Anspritzadapter Luer-Lock
- **UR-83**
- Ureterkatheter, gerade, endständig offene Spitze, 70 cm
- mit Mandrin und Anspritzadapter Luer-Lock
- **UR-84**
- Ureterkatheter, Tiemann, zylindrisch, endständig geschlossene Spitze, 70 cm, 2 Seiten-Drainageaugen
- mit Steuermandrin und Anspritzadapter Luer-Lock, UK-steuerbar
- **UR-85**
- Ureterkatheter, Tiemann, endständig offene Spitze, 70 cm; mit Steuermandrin, Anspritzadapter Luer-Lock, UK-steuerbar

VORTEIL

- UK röntgenfest, cm-graduiert, großes Drainage-Lumen
- Geschlossene Spitze mit je zwei seitlichen Drainageaugen
- Bei UK CH 5+6 mit offener Spitze ist die Platzierung über einen Führungsdraht möglich (siehe Bestellangaben)
- UK mit Tiemannspitze zentral offen und geschlossen, steuerbar
- Anspritzadapter für Röntgenkontrastmittel beigelegt



Nur bei Bestellung mit Art.Nr. -TA am Ende

BESTELLUNG

• GERADE, geschl. Spitze		• GERADE, offene Spitze		
Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)	empfohl. Drähte für offene Spitze (inch)
UR-820370	UR-830370	3	70	0.025
UR-820470	UR-830470	4*	70	0.035
UR-820570	UR-830570	5	70	0.035
UR-820670	UR-830670	6	70	0.038
UR-820770	UR-830770	7	70	0.038
UR-820870	UR-830870	8	70	0.038

• TIEMANN, geschl. Spitze		• TIEMANN, offene Spitze		
Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)	empfohl. Drähte für offene Spitze (inch)
UR-840370	UR-850370	3	70	0.025
UR-840470	UR-850470	4*	70	0.035
UR-840570	UR-850570	5	70	0.035
UR-840670	UR-850670	6	70	0.038
UR-840770	UR-850770	7	70	0.038
UR-840870	UR-850870	8	70	0.038

* für 0.035 Draht geeignet

• Passende Adapter

LL-weibl. für UK

Bestell-Nr.	geeignet f. Ureterkatheter
AD-270	3
AD-210	4
AD-211	5
AD-214	6
AD-215	7

• Anspritzadapter LL/Trichter für Ureterschienen

Bestell-Nr.	geeignet für Ureterschienen (CH)
AD-310	4,7
AD-311	5
AD-312	6
AD-315	7
AD-318	8+9

Auch mit Universal-Luer Lock Adapter lieferbar (Art.-Nr. mit "-TA" am Ende versehen)