

VISION-URETERKATHETER EXTRA LANG

Zur Nieren- und Ureterdiagnostik, in Verwendung mit Ureterorenoskop geeignet, Fr 4,7, verschiedene Spitzen-Ausführungen (gerade/TIEMANN, offen/geschlossen)

VORTEIL

- UK röntgenfest, cm-graduiert, großes Drainage-Lumen
- Bei UK CH mit offener Spitze ist die Platzierung über einen Führungsdraht 0.035 oder 0.038 möglich
- UK mit Tiemannspitze zentral offen und geschlossen, steuerbar
- Anspritzadapter für Röntgenkontrastmittel beigelegt

BESTELLUNG

• Ureterkatheter

Bestell-Nr.	Länge (cm)	Draht (inch)	Spitzenausführung
UR-824713	130	0.035	gerade geschl.
UR-834713	130	0.035	gerade offen
UR-844713	130	0.035	TIEMANN geschl.
UR-854713	130	0.035	TIEMANN offen

Auch als Komplettsset erhältlich!

- Urovision-Ureterorenoskopieset mit Ureterkatheter 130 cm, Führungsdraht 150 cm und Ureterschiene mit langem Pusher, gerade, offene Spitze

Bestell-Nr.	Ureterkatheter	Ureterschiene	Draht (inch)
	Länge (cm)	Länge (cm)	
UR-984726	130	26	0.035
UR-984728	130	28	0.035
UR-984730	130	30	0.035

Komplettsset

