

## SET-INHALT

- **UR-72**
  - Standard-Ureterkatheter, Fr 4,7, gerade, zylindrisch geschlossene Spitze, 70 cm, 2 Seiten-Drainageaugen
  - mit Mandrin und Anspritzadapter Luer-Lock
- **UR-73**
  - Standard-Ureterkatheter, Fr 4,7, gerade, offene Spitze, 70 cm,
  - mit Mandrin und Anspritzadapter Luer-Lock
- **UR-74**
  - Standard-Ureterkatheter, Fr 4,7, TIEMANN, zylindrisch geschlossene Spitze, 70 cm, 2 Seiten-Drainageaugen; mit Steuermandrin und Anspritzadapter Luer-Lock, UK-steuerbar
- **UR-75**
  - Standard-Ureterkatheter, Fr 4,7, TIEMANN, offene Spitze, 70 cm, mit Steuermandrin und Anspritzadapter Luer-Lock, UK-steuerbar

## VORTEIL

- **Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis**
- Fr 4,7 UK ist geeignet für Ureterorenoskop
- Platzierung über Führungsdraht 0.035 möglich
- UK röntgenfest, cm-graduiert, großes Drainage-Lumen
- UK mit TIEMANN-Spitze zentral offen und geschlossen, steuerbar
- Anspritzadapter für Röntgenkontrastmittel beigelegt

## BESTELLUNG

- UK, geschl. Spitze
- UK, offene Spitze

GERADE	GERADE			
Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)	Draht (inch)
UR-724770	UR-734770	4,7	70	0.035

TIEMANN	TIEMANN			
Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)	Draht (inch)
UR-744770	UR-754770	4,7	70	0.035



Auch mit Universal-Luer Lock Adapter lieferbar (Art.-Nr. mit "-TA" am Ende versehen)

