


SET-INHALT

- Adapter für Sekret- oder Urinbeutel
- Kunststoffstilet
- Länge: 80 cm, 5 Drainageaugen
- Spezial-Ureterkatheter, graduiert, mit Röntgenkontraststreifen, transparent
- Ureterkatheter Standard:
 - Fr 4 bis 14, gerade, konisch zulaufende, geschlossene Spitze
- Ureterkatheter aus hartem Material:
 - Fr 4,7 bis 8, gerade runde geschlossene Spitze
- Ureterkatheter standard, mit offener Spitze, Fr 4 bis 14

VORTEIL

- PVC- und Latex-frei (Material: Aliphatisches Polyurethan)
- Röntgensichtbar
- Optimale Drainageleistung bei kurz- oder langfristiger Anwendung
- Adapter für Röntgenkontrastmittel-Applikation, gleichzeitig geeignet für gängige Anschluss-Systeme
- Adapter zur festen Verbindung eines Sekret- oder Urinbeutels ohne der Gefahr der Lumenquetschung der Schiene
- Bei Bedarf kann über den Adapter Kontrastmittel gegeben oder gespült werden



BESTELLUNG

- Spezial-UK, gerade

Standard geschl. Spitze	Standard, offene Spitze	Hart	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)	Draht (inch)
WB-104	WB-904	WB-405	4	80	0.025
			4,7	80	0.035
WB-105	WB-905		5	80	0.035
WB-106	WB-906	WB-406	6	80	0.035
WB-107	WB-907	WB-407	7	80	0.035
WB-108	WB-908	WB-408	8	80	0.038
WB-109	WB-909		9	80	0.045
WB-110	WB-910		10	80	0.045
WB-112	WB-912		12	80	0.045
WB-114			14	80	0.045