

# VISIOLIX-UROVISION-FÜHRUNGSDRAHT

Superelastischer und extrem gleitfähiger Führungsdraht aus flexiblen Nitinol mit hydrophil-beschichteter Oberfläche

## SET-INHALT



- Superselektiver Führungsdraht, gerade bzw. gebogene Spitze
- Standard bzw. STIFF Ausführung
- Oberfläche hydrophil-beschichtet
- Superelastischer drehfester, hochflexibler, widerstandsfähiger Nitinol-Kern

## VORTEIL

- Optimale Röntgensichtbarkeit durch spezielle Spitze
- Außergewöhnliche Gleitfähigkeit durch geringsten Reibungswiderstand (Gleitfilm)
- Durch den fehlenden Reibungswiderstand ist auch die Sondierung schwierigster Situationen möglich
- Verbesserte Steuerfähigkeit
- Ausgezeichnete Drehstabilität durch superelastischen drehfesten Nitinol-Kern
- Knicken des Drahtes nicht möglich
- Atraumatische Spitze

### ACHTUNG:

Draht muss vor Benutzung bereits im Spenderrohr angefeuchtet werden.



## BESTELLUNG

- Visiolix-Führungshilfe zur optimalen Handhabung

Bestell-Nr.

TV-100



- Visiolix-Draht STANDARD, Länge 150 cm

GERADE Spitze	GEBOGENE Spitze	
Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Größe (inch)
VLG-67150	VLA-71150	0.025
VLG-68150	VLA-72150	0.032
VLG-69150	VLA-73150	0.035
VLG-70150	VLA-74150	0.038

- Visiolix-Draht STIFF, Länge 150 cm

GERADE Spitze	GEBOGENE Spitze	
Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Größe (inch)
VLS-62150		0.025
VLS-63150	VLA-65150-H	0.035
VLS-64150	VLA-66150-H	0.038