

VISIOMULTI-FÜHRUNGSDRAHT

Superelastischer und gleitfähiger Führungsdraht aus flexiblem NITINOL, schwarz-weiss-Kennung, Standard- und Stiff-Ausführung

SET-INHALT

- Superselektive Führungsdrähte
- gerade Spitze
- schwarz-weiss-Kennung
- Standard- und Stiff-Ausführung
- Oberfläche PTFE-Mantel
- Hochflexibles, widerstandsfähiges NITINOL
- Superelastischer drehfester Kern

VORTEIL

- Optimale Röntgensichtbarkeit durch Wolframspitze
- Durch schwarz-weiss-Kennung sind Draht-Bewegungen endoskopisch erkennbar
- Gute Gleitfähigkeit durch optimale Oberflächenbeschaffenheit, dadurch ist auch die Sondierung schwieriger Passagen möglich
- Verbesserte Steuerfähigkeit
- Ausgezeichnete Drehstabilität durch superelastischen drehfesten NITINOL-Kern
- Knickstabil
- Superflexible, atraumatische Spitze
- **SUPER-STIFF-Ausführung mit enormer Aufstellkraft**

BESTELLUNG


- Schwarz-Weiss Führungsdraht

Stiff

Bestell-Nr.	Größe (inch)	Länge (cm)
ST-28150	0.028	150
ST-32150	0.032	150
ST-35150	0.035	150

Super-Stiff

Bestell-Nr.	Größe (inch)	Länge (cm)
ST-35150-S	0.035	150



SCHWARZ-WEISS-Kennung des Drahtes