


SET-INHALT

- Steinfangkörbchen
- Aus Nitinol, mit Spezialgewebe verstärkter Hightech-Schlaucheinheit
- Größe 1,9 Fr
- Drahtzahl 4 gerade
- Länge 120 cm
- Abnehmbarer Dreifingergriff
- Körbchenlänge 15 mm
- Durchmesser 8 mm

VORTEIL

- Ergonomische Griff-Gestaltung, leichte Handhabung
- Hohe Zug-, Druck- und Drehstabilität
- Sehr gute sensitive Eigenschaften für Anwendungen im Nierenbecken durch extrem flexiblen Spitzenbereich
- Rotationsmöglichkeit des drehstabilen Steinfangkörbchens im Schaft
- Besondere atraumatische Ausführung des Spitzenbereiches
- Hohe Gleitfähigkeit
- Hohe Haltbarkeit des Schaftes durch Verwendung bester Materialien



BESTELLUNG

- Für die Anwendung im Nierenbecken mit Hightech-Schlaucheinheit

Bestell-Nr.	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)	Anzahl der Drähte
DO-99194120	1,9	120	4

- Für die Anwendung im Ureter mit Standard-Schlaucheinheit

Bestell-Nr.	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)	Anzahl der Drähte
DO-9930485	3,0	85	4



Steinfangkörbchen sind nicht für die Lithotripsie geeignet!