


SET-INHALT

- Steinfangkörbchen
- aus Nitinol
- Größe 2,5 Fr
- Drahtanzahl 4
- Länge 90
- Drei-Finger-Griff, abnehmbar
- Körbchenlänge 30 mm (Ø 15 mm),
Drahte in Helikalform angeordnet


VORTEIL

- Ergonomische Griff-Gestaltung, leichte Handhabung
- Abnehmbarer Griff
- Hohe Zug-/Druck- und Dreh-Stabilität
- Hohe Aufstellkraft des Steinfangkörbchens
im Harnleiter
- Rotationsmöglichkeit des drehstabilen
Steinfangkörbchens im Schaft
- Zuspirtzmöglichkeit durch Luer-Lock-Ansatz im Griff



BESTELLUNG

Bestell-Nr.	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)	Anzahl der Drähte
DO-925485	2,5	90	4



HELIKAL

Steinfangkörbchen sind nicht für die Lithotripsie geeignet!