


SET-INHALT

- Steinfangkörbchen
- aus Nitinol
- Größen 3 Fr und 4 Fr
- Drahtanzahl von 3/4 bzw. 5, helikal
- Längen 85 und 120 cm
- Drei-Finger-Griff, abnehmbar
- Körbchenlänge 30 mm (Ø 15 mm),
Drähte in Helikalform angeordnet


VORTEIL

- Ergonomische Griff-Gestaltung, leichte Handhabung
- Abnehmbarer Griff
- Hohe Zug-/Druck- und Dreh-Stabilität
- Hohe Aufstellkraft des Steinfangkörbchens
im Harnleiter
- Rotationsmöglichkeit des drehstabilen
Steinfangkörbchens im Schaft
- Zuspitzmöglichkeit durch Luer-Lock-Ansatz im Griff



BESTELLUNG

Bestell-Nr.	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)	Anzahl der Drähte
DO-903375	3	85	3
DO-903475	3	85	4
DO-903490-FS	3	90	4
„-FS“ bedeutet mit „flexibler Spitze (3cm)!			
DO-903575	3	85	5
DO-9034120	3	120	4
DO-904375	4	85	3
DO-904475	4	85	4
DO-904575	4	85	5



GERADE

Die Größen CH 05 und 06 sind auf Anfrage erhältlich!

Steinfangkörbchen sind nicht für die Lithotripsie geeignet!