


SET-INHALT

- Steinfangkörbchen
- aus Nitinol
- Größen 3 Fr und 4 Fr
- Drahtanzahl 4, gerade
- Länge 90 cm
- Drei-Finger-Griff, abnehmbar
- Körbchenlänge 30 mm (Ø 15 mm),
Drähte sind gerade angeordnet


VORTEIL

- Ergonomische Griff-Gestaltung, leichte Handhabung
- Abnehmbarer Griff
- Hohe Zug-/Druck- und Dreh-Stabilität
- Hohe Aufstellkraft des Steinfangkörbchens
im Harnleiter
- Rotationsmöglichkeit des drehstabilen
Steinfangkörbchens im Schaft
- Zuspritzmöglichkeit durch Luer-Lock-Ansatz im Griff



BESTELLUNG

Bestell-Nr.	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)	Anzahl der Drähte
DO-953490	3	90	4
DO-954490	4	90	4



GERADE

Steinfangkörbchen sind nicht für die Lithotripsie geeignet!