

UROVISION STEINFANGKÖRBCHEN mit ABNEHMBAREM GRIFF


Steinfangkörbchen in verschiedenen Varianten
aus NITINOL

SET-INHALT

- Steinfangkörbchen ohne Griff, dieser muss separat bestellt werden
- aus Nitinol
- Größen 3 Fr und 4 Fr
- Drahtanzahl 4
- Längen 85 und 120 cm
- Körbchenlänge 30 mm (Ø 15 mm), Drähte in Helikalform angeordnet

VORTEIL

- Kostenersparnis durch Verwendung eines wieder aufbereitbaren Griffs
- Ergonomische Griff-Gestaltung, leichte Handhabung
- Abnehmbarer Griff
- Hohe Zug-/Druck- und Dreh-Stabilität
- Hohe Aufstellkraft des Steinfangkörbchens im Harnleiter
- Rotationsmöglichkeit des drehstabilen Steinfangkörbchens im Schaft



HELIKAL

BESTELLUNG


• Steinfangkörbchen ohne Griff

Bestell-Nr.	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)	Anzahl der Drähte
DO-903485-GA	3	85	4
DO-904485-GA	4	85	4

• Wiederverwendbarer Einzelgriff

Bestell-Nr.
DO-900

Wieder verwendbar



Steinfangkörbchen in weiteren Varianten auf Anfrage erhältlich!

Steinfangkörbchen sind nicht für die Lithotripsie geeignet!