

AUSFÜHRUNG

KW 48

- 2-Weg-Tamponadeballonkatheter mit knickstabiler Dufourspitze und seitlich versetzten Augen. Ein spezieller OP Katheter für anspruchsvolle Drainageaufgaben.

KW 49


- 2-Weg-Tamponadekatheter mit gerader kurzer Couvelaire Spitze, mit hervorragender Drainageleistung. Besonders geeignet zum Blocken in der Blase.

KW 52

- 2-Weg-Tamponadekatheter mit atraumatischer, geschlossener Mercier Spitze und auf Wunsch mit zentralem Stirnloch zur Führung über einen Draht in Seldingertechnik, mit guten Eigenschaften beim Überwinden von Harnröhrenengen.

VORTEIL

- 100% Silikon
- Röntgenfähige Spitze und Kontraststreifen
- Hohe Spül- und Drainageleistung
- Atraumatische Spitzenverarbeitung
- Große versetzte Augen
- Variable Füllmöglichkeit der Ballons
- Apfelförmige, lagestabile Ballonausbildung mit guten Rückstelleigenschaften



DUFOUR Spitze



COUVELAIRE Spitze



MERCIER Spitze

BESTELLUNG

- 2-Weg Hämaturie

mit DOUFOUR Spitze 2 Augen versetzt	mit COUVELAIRE Spitze	MERCIER Spitze	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)
Bestell-Nr. KW-481850/80	Bestell-Nr. KW-491850/80	Bestell-Nr. KW-521880	18	40	50 / 80
Bestell-Nr. KW-482050/80	Bestell-Nr. KW-492050/80	Bestell-Nr. KW-522080	20	40	50 / 80
Bestell-Nr. KW-482250/80	Bestell-Nr. KW-492250/80	Bestell-Nr. KW-522280	22	40	50 / 80
Bestell-Nr. KW-482450/80	Bestell-Nr. KW-492450/80	Bestell-Nr. KW-522480	24	40	50 / 80
Bestell-Nr. KW-482650/80	Bestell-Nr. KW-492650/80	Bestell-Nr. KW-522680	26	40	50 / 80

So bestellen Sie richtig: für 50 ml KW-zzxx50, für 80 ml KW-zzxx80.

(zz $\hat{=}$ Produktgruppe / xx $\hat{=}$ CH-Größe)

KW-52 auch mit Stirnloch erhältlich (Art.-Nr. mit „-SL“ am Ende versehen)