

VISIOCATH- HÄMATURIE-BALLONKATHETER


Visiocath Soft, 2-Weg, Silikonelastomerbeschichtet mit Latexkern in verschiedenen Spitzen

AUSFÜHRUNG


- Hämaturie-Katheter mit fester Silikonelastomerbeschichtung innen und außen auf einem Latexkern:
Hämaturie 2-Weg-Ballonkatheter mit:
 - NELATON-Spitze, zentral offen (KI-01)
 - COUVELAIRE-Spitze, zentral offen (KI-02)

VOORTEIL

- Der Hämaturie-Katheter ist mit einer Kunststoffspirale im Latexkern verstärkt, so dass ein Kollabieren des Katheterlumens bei der Blasenpflung so gut wie ausgeschlossen ist
- Durch die fest verankerte Silikonelastomerschicht auf einem Latexkern, sind die Vorteile von Silikon und Latex in einem Katheter vereinigt
- Sehr gute Gewebeerträglichkeit und geringe Inkrustationsneigung durch Silikonelastomerschicht
- Der Trichteransatz reißt nicht ein und hält optimal am Stufenverbinder der Beutelsysteme
- Weicher Ballonkatheter mit sehr hohem Tragekomfort für die Langzeitdrainage
- Der Katheter besitzt eine sehr hohe Ballonstabilität, hierdurch sind Ballonrupturen so gut wie ausgeschlossen.



2-Weg



KI-01
NELATON
Standard Hohlspitze

KI-02
COUVELAIRE
Spitze

BESTELLUNG

- Visiocath Hämaturie, 2-Weg, Silikonelastomerbeschichtet

mit NELATON Standard Hohlspitze, offen

Bestell-Nr.	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)
KI-011880	18	40	60 - 80
KI-012080	20	40	60 - 80
KI-012280	22	40	60 - 80
KI-012480	24	40	60 - 80

mit COUVELAIRE-Spitze

Bestell-Nr.	Größe (CH/Fr)	Länge (cm)	Ballonkapazität (ml)
KI-021880	18	40	60 - 80
KI-022080	20	40	60 - 80
KI-022280	22	40	60 - 80
KI-022480	24	40	60 - 80

